

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Galc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54803

Número do item: CM0027866

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GALC de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Direciona a galactocerebrosidase humana, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa de doenças de depósito lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho GALC
Observações/Apelido	GALC
Espécie	Humana
ID do Gene (humano)	2581
ID do Gene	2581
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-300 da GALC humana (NP_000144.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P54803
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de Gelo