

Anticorpo Policlonal Anti-Gale (Udp-Glicose 4-Epimerase) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14376

Número do item: CM0030391



introdução

pAc de Coelho GALE validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta GALE (UDP-glicose 4-epimerase) humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de galactose e glicoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAc de Coelho GALE
Observações/Apeliido	SDR1E1; GALE
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2582
GeneID	2582
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 129-348 do GALE humano (NP_001121093.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14376
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo