

Anticorpo Monoclonal Anti-Galectina-1 (Lgals1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09382

Número do item: CM0009326



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Galectina-1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de apoptose, proliferação celular e imunorregulação, incluindo apoptose de células T e diferenciação Th17.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Galectina 1/LGALS1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	GBP; GAL1; Galectina 1/LGALS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3956
GeneID	3956
Imunógeno	Um peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 da Galectina-1 humana (P09382)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09382
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo