

Anticorpo Policlonal Anti-Galectina-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09382

Número do item: CM0020165



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Galectina-1 humana (LGALS1), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar apoptose, proliferação celular e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Galectina 1/LGALS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GBP; GAL1; Galectina 1/LGALS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3956
GeneID	3956
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 da Galectina 1/LGALS1 humana (NP_002296.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09382
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo