

Anticorpo Policlonal Anti-Galectina 1/Lgals1 Para Wb, Elisa - P09382

Número do item: CM0020037



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a galectina-1 humana (LGALS1), uma lectina chave envolvida na apoptose e regulação imunológica. Validado para Western blotting (WB) e ELISA, também reage de forma cruzada com amostras de camundongo e rato, apoiando a pesquisa translacional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Galectina 1/LGALS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GBP; GAL1; S1
Espécie	Humano
GeneID	3956
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 da galectina-1 humana/LGALS1 (NP_002296.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09382
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo