

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Galectina 1/Lgals1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09382

Número do item: CM0002828



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Galectina 1/LGALS1 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose, regulação imunológica e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Galectina 1/LGALS1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	GBP; GAL1; Galectina 1/LGALS1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3956
GeneID	3956
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 da Galectina 1/LGALS1 humana (NP_002296.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09382
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo