


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Galectina 3/Lgals3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P17931

Número do item: CM0006739



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à galectina-3 (LGALS3) humana para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com espécies de camundongo e rato. Imunógeno recombinante de comprimento total; detecta proteína de 26 kDa. Ideal para estudos de inflamação, autofagia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Galectina 3/LGALS3 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectina 3/LGALS3
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	3958
GeneID	3958
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da Galectina 3/LGALS3 humana (NP_002297.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P17931
Peso da Proteína	26kDa
Transporte	Saco de gelo