


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Galectina 3/Lgals3 Para Wb, If/Icc, Ip, Fc, Elisa - P17931

Número do item: CM0008421



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Galectina-3/LGALS3 humana, validado para WB, IF/ICC, IP, FC, ELISA. Detecta Galectina-3 humana e de rato. Adequado para estudar processos mediados por lectina, inflamação e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Anticorpo Monoclonal de Coelho Galectina 3/LGALS3                                                                                     |
| Observações/Apelido        | L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2                                                                                          |
| Espécie                    | Humana                                                                                                                                |
| ID do Gene (Humano)        | 3958                                                                                                                                  |
| Imunogênio                 | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da Galectina 3/LGALS3 humana (NP_002297.2) |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                                |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                |
| Aplicação                  | WB, IF/ICC, IP, FC, ELISA                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Rato                                                                                                                          |
| SWISS                      | P17931                                                                                                                                |
| Peso Molecular da Proteína | 26kDa                                                                                                                                 |
| Envio                      | Em saco de gelo                                                                                                                       |