


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Galectina 3/Lgals3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17931

Número do item: CM0005590



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Galectin 3/LGALS3 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com Humano, Camundongo e Rato. Ideal para estudar adesão celular mediada por lectina, inflamação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Galectin 3/LGALS3 mAb de Coelho
Observações/Alíase	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3958
GeneID	3958
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da Galectina 3/LGALS3 humana (P17931))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17931
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo