


Anticorpo Monoclonal Anti-Galectina 4/Lgals4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P56470

Número do item: CM0007949



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Galectina 4/LGALS4 humana, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de montagem e adesão juncional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Galectina 4/LGALS4
Observações/Apelido	GAL4; L36LBP; Galectina 4/LGALS4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3960
ID do Gene	3960
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Galectina 4/LGALS4 humana (P56470)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56470
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo