


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Galectina 4/Lgals4 Para Wb, If-P, Elisa - P56470

Número do item: CM0021987



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a galectina-4 humana, validado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para o estudo das funções de lectinas de ligação à galactose e da biologia das junções aderentes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Galectina 4/LGALS4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GAL4; L36LBP; Galectina 4/LGALS4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3960
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da galectina 4/LGALS4 humana (NP_006140.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56470
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo