

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Galk1 Para Wb, Elisa - P51570

Número do item: CM0024492



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GALK1 humano, produzido contra proteína recombinante (aa 1-120). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para pesquisas sobre metabolismo da galactose e quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GALK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GK1; GALK; HEL-S-19; GALK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2584
GeneID	2584
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do GALK1 humano (NP_000145.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51570
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo