


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Galns Para Wb, If/Icc, Elisa - P34059

Número do item: CM0026419



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a N-acetilgalactosamina-6-sulfatase (GALNS) humana, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta GALNS humana, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de doenças de depósito lisossômico, incluindo mucopolissacaridose IVA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-GALNS
Observações/Apelido	GAS; MPS4A; GalN6S; GALNAC6S; GALNS
Espécie	Humana
ID do Gene	2588
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 353-522 da GALNS humana (NP_000503.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34059
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de Gelo