

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Galnt2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10471

Número do item: CM0027567



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao GALNT2 humano (GalNAc-T2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de O-glicosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GALNT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CDG2T; GalNAc-T2; GALNT2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2590
ID do Gene	2590
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 442-571 do GALNT2 humano (NP_004472.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q10471
Peso Molecular da Proteína	65kDa
Envio	Em bolsa de gelo