

Anticorpo Policlonal Anti-Galnt3 Para Wb E Elisa - Q14435

Número do item: CM0026055

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o GALNT3 humano (GalNAc-T3), validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Ideal para estudos sobre glicosilação O-ligada, biologia de mucinas e regulação do FGF23.

[Saiba mais](#)

Parâmetro Principal	Especificação
Nome do Produto	GALNT3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
Humano	
ID do Gene (Humano)	2591
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do GALNT3 humano (NP_004473.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14435
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo