

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Galnt3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14435

Número do item: CM0018498

introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para GALNT3 humano (GalNAc-T3). Validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas sobre O-glicosilação e doenças relacionadas ao FGF23.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GALNT3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2591
ID do Gene	2591
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-160 do GALNT3 humano (NP_004473.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14435
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo