

Anticorpo Policlonal Anti-Galnt6 Para Wb, Elisa - Q8Ncl4

Número do item: CM0017579

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GALNT6 humano (GalNAc-T6), validado para Western blot e ELISA. Projetado para estudar glicosilação O-ligada, síntese de fibronectina oncofetal e modificação de FGF23.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GALNT6 Coelho pAb
Observações/Apelido	GalNAcT6; GALNAC-T6; GALNT6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11226
GeneID	11226
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-140 do GALNT6 humano (NP_009141.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NCL4
Peso Proteico	71kDa
Envio	Em saco de gelo