

Anticorpo Policlonal Anti-Galnt7 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Sf2

Número do item: CM0018997



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GALNT7 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta especificamente a N-acetilgalactosaminiltransferase 7 humana (75 kDa), uma transferase de glicopeptídeos residente no Golgi, essencial para a biossíntese de oligossacarídeos ligados a O. Adequado para estudos de glicobiologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra GALNT7
Observações/Abreviações	GalNAcT7; GALNAC-T7; GALNT7
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	51809
ID do Gene	51809
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-130 da GALNT7 humana (NP_059119.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q86SF2
Peso da Proteína	75 kDa
Envio	Bolsa de gelo