

Anticorpo Policlonal Anti-Galp Para Wb, Elisa - Q9Ubc7

Número do item: CM0020628

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GALP humano, adequado para Western blot e ELISA. Reconhece GALP humano, de camundongo e de rato. Investigue a função de neuropeptídeos, sinalização hipotalâmica e atividade antimicrobiana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GALP Rabbit pAb
Observações/Alias	GALP
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	85569
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-116 do GALP humano (NP_149097.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBC7
Peso da Proteína	13kDa
Transporte	Bolsa de gelo