

Anticorpo Policlonal Anti-Galt Para Wb, Wb - P07902

Número do item: CM0018920



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GALT humano (galactose-1-fosfato uridililtransferase). Adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Peso molecular previsto 43 kDa. Útil para pesquisas sobre metabolismo da galactose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GALT pAb de Coelho
Observações/Apelido	GALT; galactose-1-fosfato uridililtransferase
Espécie	Humano
ID do Gene	2592
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-379 do GALT humano (NP_000146.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07902
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo