

Anticorpo Monoclonal Anti-Gamma-Sinucleína Para Wb - O76070

Número do item: CM0011100

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho produzido contra a gamma-Sinucleína humana (O76070). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de integridade de neurofilamentos e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-gamma-Sinucleína
Observações/Apelido	SR, BCSG1, gamma-Sinucleína
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6623
GeneID	6623
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 48-127 da gamma-Sinucleína humana (O76070).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O76070
Peso Proteico	13kDa
Envio	Em saco de gelo