

Anticorpo Policlonal Anti-Gamma-Sinucleína Para Wb, Ihc-P, Elisa - O76070

Número do item: CM0018509

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a gamma-sinucleína humana (SNCG/BCSG1). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para pesquisas em neurobiologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	gamma-Sinucleína pAb de Coelho
Observações/Apelido	SR; BCSG1; gamma-Sinucleína
Espécie	Humano
ID do Gene	6623
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O76070
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco de gelo