

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ganab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14697

Número do item: CM0016262



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GANAB humano, a subunidade catalítica da glicosidase II. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de processamento de glicoproteínas e maturação da policistina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GANAB Coelho pAb
Observações/Apelido	G2AN; GIIA; PKD3; GLUII; GANAB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23193
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da GANAB humana (NP_001265123.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14697
Peso Proteico	107kDa
Envio	Saco de Gelo