

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ganc Para Wb, Elisa - Q8Tet4

Número do item: CM0020824

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a alfa-glicosidase neutra C humana (GANC), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de glicosidases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GANC Rabbit pAb
Observações/Apêndice	GANC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2595
ID do Gene	2595
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do GANC humano (NP_937784.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8TET4
Peso Proteico	104kDa
Envio	Saco de Gelo