

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gap43 Para Wb, If/Icc, Elisa - P17677

Número do item: CM0028345

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-humano GAP43 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta GAP43/neuromodulina (25 kDa) em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas em neurociências sobre crescimento axonal, plasticidade sináptica e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GAP43 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | B-50; PP46; GAP-43; GAP43                                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 2596                                                                                                                      |
| GeneID              | 2596                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-238 do GAP43 humano (NP_002036.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | P17677                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 25kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |