

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Gapvd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14C86

Número do item: CM0021719

introdução

GAPVD1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo. GAPVD1 é uma proteína ativadora de GTPase e GEF envolvida na endocitose e no tráfego de GLUT4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAPVD1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RAP6; GAPEX5; GAPex-5; GAPVD1
Espécie	Humana
ID do Gene	26130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da GAPVD1 humana (NP_056450.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q14C86
Peso Molecular da Proteína	165kDa
Transporte	Saco de gelo