

Anticorpo Policlonal Anti-Gars Para Wb, If/Icc, Elisa - P41250

Número do item: CM0013467



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GARS humano (Glicina--tRNA ligase), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa IVD em síntese proteica e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GARS Coelho pAb
Observações/Apelido	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJI
Espécie	Humano
GeneID	2617
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-370 do GARS humano (NP_002038.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41250
Peso Proteico	83kDa
Remessa	Saco de gelo