

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gars (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41250

Número do item: CM0027504



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO direcionado ao GARS humano (Glycine--tRNA ligase). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para investigar a biologia das aminoacil-tRNA sintetases e os mecanismos da doença de Charcot-Marie-Tooth.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] GARS pAb de Coelho                                                                                      |
| Observações/Apelido | GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJI; RS                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 2617                                                                                                                      |
| GeneID              | 2617                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-370 do GARS humano (NP_002038.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | P41250                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 83kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                           |