

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gart Para Wb, If/Icc, Elisa - P22102

Número do item: CM0030504



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GART humano (proteína trifuncional da biossíntese de purinas) validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biossíntese de purinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GART Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AIRS; GARS; PAIS; PGFT; PRGS; GARTF; GART
Espécie	Humano
GeneID	2618 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-320 da GART humana (NP_000810.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22102
Peso Proteico	108kDa
Envio	Bolsa de gelo