

Anticorpo Monoclonal Anti-Gas2 Para Wb - O43903

Número do item: CM0007511

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o GAS2 humano (Proteína específica de parada de crescimento 2). Validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos sobre audição, dinâmica do citoesqueleto e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GAS2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GAS-2; GAS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2620
GeneID	2620
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do GAS2 humano (NP_005247.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43903
Peso da Proteína	35 kDa
Envio	Saco de gelo