

Anticorpo Policlonal Anti-Gas7 Para Wb, Elisa - 060861

Número do item: CM0013568



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GAS7 humano, validado para WB e ELISA. Detecta GAS7 em amostras humanas, de camundongo e de rato, apoiando pesquisas sobre diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GAS7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GAS7; MLL/GAS7
Espécie	Humana
GeneID	8522
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-412 da GAS7 humana (NP_001124303.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O60861
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo