

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gasdermina B (Comprimento Completo + Terminal C) Para Western Blot - Q8Tax9-6

Número do item: CM0025316

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Gasdermina B humana (GSDMB, isoforma 6) de comprimento completo e terminal C. Validado para Western blot, adequado para estudos de piroptose e morte celular mediada por granzima.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gasdermina B □ Comprimento Completo+Terminal C □ pAb de Coelho
Observações/Apelidos	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Gasdermina B □ Comprimento Completo+Terminal C □
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55876
ID do Gene	55876
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TAX9-6
Peso da Proteína	18kDa/45kDa/46kDa/47kDa
Envio	Saco de gelo