


Anticorpo Monoclonal Anti-Gata1 Para Wb, Ip, Elisa - P15976

Número do item: CM0003945



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra GATA1 humano, adequado para WB, IP e ELISA. Imunógeno: peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100. Uso em pesquisa: regulação transcricional no desenvolvimento eritroide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho GATA1
Observações/Apelido	GF1; GF-1; NFE1; XLTT; ERYF1; NF-E1; XLANP; XLTDA; GATA-1; HAEADA; GATA1
Espécie	Humano
ID do Gene	2623
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GATA1 humano (NP_002040.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15976
Peso Proteico	43kDa
Envio	Em saco de gelo