

Anticorpo Policlonal Anti-Gata2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23769

Número do item: CM0017001



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de transcrição GATA2 humano para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de regulação gênica endotelial e imunodeficiência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATA2 Coelho pAb
Observações/Apelido	DCML, IMD21, NFE1B, MONOMAC, GATA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2624
GeneID	2624
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do GATA2 humano (NP_116027.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23769
Peso Proteico	51kDa
Remessa	Em saco de gelo