

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gata2 Para Ihc-P, Elisa - P23769

Número do item: CM0023603



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que detecta especificamente a GATA2 humana, um fator de transcrição endotelial chave. Validado para IHC-P e ELISA, adequado para estudar a regulação transcricional em células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATA2 Rabbit pAb
Observações/Alias	DCML; IMD21; NFE1B; MONOMAC; GATA2
Espécie	Humana
GeneID	2624
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 240-340 da GATA2 humana (NP_116027.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P23769
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo