

Anticorpo Policlonais Anti-Gata3 Para Wb E Elisa - P23771

Número do item: CM0024545



introdução

Anticorpo policlonal de coelho GATA3 validado para Western blot e ELISA, reativo com humano e camundongo. Ideal para estudos de desenvolvimento de linfócitos T, diferenciação Th2 e ativação de macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATA3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HDR; HDRS; GATA3
Espécie	Humano
ID do Gene	2625
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da GATA3 humana (NP_001002295.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P23771
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo