

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gata3 Para Wb, If, Fc - P23771

Número do item: CM0006021



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GATA3 validado para WB, IF/ICC, IF-P, FC (intra) e ELISA. Detecta GATA3 endógeno em amostras humanas, com uma banda prevista de 48 kDa. Ideal para pesquisa de diferenciação de células T e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATA3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HDR; HDRS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2625
GeneID	2625
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do GATA3 humano (NP_001002295.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P23771
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Saco de gelo