

Anti-Gata3 Rabbit Polymab® Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Chip, Elisa - P23772

Número do item: CM0009454



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa o GATA3 (UniProt P23772). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA. Detecta GATA3 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas de diferenciação de células T e Th2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gata3 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	jal; Gata-3
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2625
GeneID	14462
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 135-258 do GATA3 de camundongo (NP_032117.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23772
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Saco gelado