


Anticorpo Policlonal Anti-Gata4 Para Wb, Ihc, If/Icc E Elisa - P43694

Número do item: CM0018012



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GATA4 humano, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com amostras de humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de desenvolvimento cardíaco e fatores de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATA4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
Espécie	Humano
ID do Gene	2626
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 341-440 do GATA4 humano (NP_002043.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43694
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo