


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gata4 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P43694

Número do item: CM0008916



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra GATA4 humano (P43694), adequado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar o desenvolvimento cardíaco e a regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATA4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
Espécie	Humano
GeneID	2626
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 343-442 do GATA4 humano (NP_002043.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43694
Peso Proteico	45kDa

Envio