

Anticorpo Policlonal Anti-Gata6 Para Wb, Elisa - Q92908

Número do item: CM0024376

introdução

Anticorpo Policlonado (pAb) de coelho anti-GATA6 validado para WB e ELISA. Reconhece GATA6 humano e de camundongo, um fator de transcrição essencial para a homeostase cardíaca, gástrica e cutânea. O imunógeno cobre os aminoácidos 70-160 da GATA6 humana. Ideal para estudos de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATA6 pAb de coelho
Observações/Alias	GATA6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2627
GeneID	2627
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-160 da GATA6 humana (NP_005248.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92908
Peso da Proteína	60kDa
Transporte	Bolsa de gelo