

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Gatad2B (P66-Beta) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxi9

Número do item: CM0029572

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GATAD2B humano (p66-beta), validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa de remodelação da cromatina e repressão transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATAD2B Coelho pAb
Observações/Apêndice	p68, GANDS, MRD18, P66beta, GATAD2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57459
ID do Gene	57459
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q8WXI9
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo