

Anticorpo Policlonal Anti-Gatc Para Wb, Elisa - O43716

Número do item: CM0027958

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GATC humano, validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar síntese proteica mitocondrial e transamidação de tRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATC Rabbit pAb
Observações/Apelido	15E1.2; COXPD42; GATC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	283459
ID do Gene	283459
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-136 do GATC humano (NP_789788.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O43716
Peso Proteico	15kDa
Envio	Bolsa de Gelo