

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gatm Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P50440

Número do item: CM0005608



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GATM de alta especificidade validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta GATM humano, de camundongo e rato (~48 kDa), uma enzima chave na biossíntese de creatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATM Rabbit mAb
Observações/Apelidos	AT; RFS; AGAT; FRTS; CCDS3; FRTS1; GATM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2628
GeneID	2628
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-423 da GATM humana (NP_001473.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50440
Peso da Proteína	48kDa
Transporte	Bolsa de gelo