


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gatm Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50440

Número do item: CM0027948



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GATM humano (glicina amidinotransferase), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de creatina e mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GATM Rabbit pAb
Observações/Apelido	AT, RFS, AGAT, FRTS, CCDS3, FRTS1, GATM
Espécie	Humano
GeneID	2628
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 38-423 do GATM humano (NP_001473.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50440
Peso Proteico	48kDa
Envio	Em saco de gelo