

Anti-Gba2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Hcg7

Número do item: CM0014410

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-GBA2 validado para WB e ELISA. Detecta GBA2 humano e de camundongo com um peso molecular previsto de 105 kDa. Ideal para estudos sobre a função da glicosilceramidase não lisossômica no metabolismo lipídico, processamento de ácidos biliares e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GBA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AD035, SPG46, NLGase, GBA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57704
GeneID	57704
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 708-927 do GBA2 humano (NP_065995.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HCG7
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Saco de gelo