

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gba3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H227

Número do item: CM0025999



introdução

A CamelBio fornece um anticorpo policlonal de coelho contra a beta-glicosidase citosólica humana (GBA3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com humano e camundongo. Adequado para pesquisa de metabolismo de glicosilceramida.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GBA3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CBG; GLUC; KLRP; CBGL1; GBA3
Espécie	Humano
GeneID	57733
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-162 da GBA3 humana (NP_001121904.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H227
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo