


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gbe1 Para Wb, Elisa - Q04446

Número do item: CM0030900



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à GBE1 (enzima ramificadora de glicogênio) para WB e ELISA. Detecta GBE1 humana, de rato e camundongo, peso molecular previsto de 80 kDa. Ideal para estudos de metabolismo do glicogênio e GSD IV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GBE1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GBE; APBD; GSD4; GBE1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2632
GeneID	2632
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da GBE1 humana (NP_000149.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04446
Peso Proteico	80kDa
Envio	Bolsa de Gelo