

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Gbf1 Para Wb, Elisa - Q92538

Número do item: CM0013677

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a GBF1 humana (fator de troca de nucleotídeo guanina resistente à brefeldina A específico do Golgi 1), adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com GBF1 de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GBF1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8729
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-85 da GBF1 humana (NP_004184.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92538
Peso da Proteína	206kDa
Envio	Saco de gelo