

Anticorpo Policlonal Anti-Gbx2 Para Wb, Elisa - P52951

Número do item: CM0014871

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína homeobox GBX-2, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar a função do fator de transcrição na embriogênese e desenvolvimento. - P52951

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GBX2 pAb Coelho
Observações/Apelido	GBX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2637
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do GBX2 humano (NP_001476.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52951
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco com gelo